

Orliman Pédiatrie



Réf: OP1180



ORTHÈSE D'IMMOBILISATION DU GENOU 0°

■ Caractéristiques:

L'orthèse d'immobilisation du genou pédiatrique d'Orliman est fabriquée en tissu rayé à l'intérieur et en tissu-éponge respirant à l'extérieur. Équipée de plaques latérales et d'une autre postérieure qui immobilise la jambe en extension. Les plaques latérales peuvent être réglées dans deux positions pour les adapter aux caractéristiques physiques de chaque patient (elles doivent être parallèles à l'articulation du genou). L'orthèse est réglée par la partie antérieure à l'aide d'un système simple de fermeture par micro-crochet.

■ Indications:

- Pathologies requérant pour leur traitement l'immobilisation de l'articulation du genou.
- Traitement pré et postopératoire du genou.
- Après des lésions ou des fractures.

■ Couleur:

- Bleu/Gris

| Tailles | Âge | Périmètre cm | Longueur cm |
|---------|------|--------------|-------------|
| 1 | 2-6 | 24-30 | 24 |
| 2 | 6-12 | 30-36 | 34 |

The diagram illustrates the measurement points for the brace. On the left, a knee joint is shown with an orange line indicating the measurement of the patella (rotule). On the right, a leg is shown with a blue brace, and an orange line indicates the length of the brace from the hip to the knee.